



MED[®]EL

SONNET 2

Made For You

hearLIFE

Gemaakt Voor U

Maak kennis met de SONNET 2 - de audioprocessor die gemaakt is voor u.

Met een flexibel en aanpasbaar ontwerp, past de SONNET 2 altijd in uw levensstijl. Kies een unieke uitstraling uit de duizenden kleurencombinaties. Stream geluid van uw iPhone of Android-apparaat en wijzig instellingen met de AudioKey 2 app. Wees er zeker van dat u in rumoerige restaurants of op winderige stranden het beste uit uw SONNET 2 kan halen.

Lees verder om te weten te komen waarom de SONNET 2 gemaakt is voor u.



SONNET 2
Audioprocessor

SONNET 2



SONNET 2 in een oogopslag



Geavanceerde Geluidstechnologie

Het beste hoorresultaat in elke omgeving, met de ASM 3.0 technologie van de SONNET 2.



Eenvoudige Streaming

Verbind uw telefoon, tablet, TV en meer via AudioLink of stream muziek en bel rechtstreeks met AudioStream.



App Connectiviteit

Wijzig instellingen vanaf uw iPhone of Android-apparaat met behulp van de AudioKey 2 app.



Spatwaterbestendig design

Geniet van het water met het spatwaterdichte ontwerp van de SONNET 2 en de WaterWear hoesjes.



Gepersonaliseerde look

Kies uit meer dan 190.000 kleurencombinaties en stem SONNET 2 af op uw stijl.



Kindvriendelijke processor

Laat de SONNET 2 meegroeien met uw kind dankzij de draagopties en het kindveilige ontwerp.



Vol vermogen

Tot 60 uur vermogen met wegwerpbatterijen, of kies voor eenvoudig op te laden accu's.



Gemaakt om te horen

U brengt uw dag door op veel verschillende plaatsen. Misschien staat u op het ene moment op een rustige plek en bent u even later omringd door mensen en geluiden.

Gelukkig reageert de SONNET 2 automatisch op deze veranderingen en zorgt ervoor dat u altijd optimaal kunt horen, ongeacht of u naar een concert luistert, in een restaurant bent of gewoon thuis.



De ASM 3.0 technologie van de SONNET 2 past snel de instellingen van uw processor aan de omgeving waarin u zich bevindt aan. Het vermindert storende achtergrondgeluiden, zoals de wind, de motor van een auto of het geluid van potten en pannen.

Tegelijkertijd kunt u met de dubbele microfoons in uw SONNET 2 focussen op het gesprek. Dit betekent dat u optimaal kunt horen waar u ook bent, zonder dat u op een enkele knop hoeft te drukken.



Gemaakt om te verbinden

Stream hoogwaardige audio vanaf alle toestellen met *Bluetooth*® of een hoofdtelefoonaansluiting, voer handsfree telefoongesprekken en profiteer van een extra microfoon om overal duidelijker te horen met AudioLink.* Of u nu geniet van uw favoriete film op een tablet of TV, in een klas of vergadering zit, of een speciaal moment deelt met een geliefde, AudioLink houdt u verbonden.

* Het *Bluetooth*®-woordmerk en de logo's zijn gedeponeerde handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merken door MED-EL is onder licentie.



Het rechtstreeks streamen van muziek en telefoongesprekken is eenvoudig met AudioStream. Plaats de optionele AudioStream-cover op je SONNET 2 en geniet van directe draadloze stereo streaming vanaf elk compatibel Apple- of Android-apparaat.* Het is spatwaterbestendig en kindveilig. Voel u vrij om te dansen en laat de goede vibes stromen met AudioStream. Simpelweg schuiven, dan streamen!

* AudioStream voor audioprocessors uit de SONNET-serie is compatibel met Apple- en Android-apparaten. Kijk voor een gedetailleerde lijst met compatibele apparaten op go.medel.com/AudioStream



Gemaakt voor Gemak

Haal het meeste uit uw hoorervaring met de AudioKey 2*-afstandsbedieningsapp op uw smartphone. Regel de instellingen van uw audioprocessor - volume, microfoongevoeligheid, programmaselectie - met één druk op de knop. Met AudioKey 2 kunt u het gehoor van uw kind controleren, gedetailleerde statistieken bekijken en zelfs uw audioprocessor lokaliseren als deze onvindbaar is.

* AudioKey is beschikbaar in gebieden waar AudioKey 2 niet beschikbaar is. Neem contact op met het MED-EL Care Center voor meer informatie.



Als u van het gemak van een afstandsbediening houdt, is de nieuwe FineTuner Echo het ideale apparaat voor u. Met deze afstandsbediening van zakformaat kunt u gemakkelijk instellingen wijzigen, zodat u de wereld kunt horen zoals u dat wilt.

De intuïtieve weergave van de FineTuner Echo laat u de status van uw processor zien, bijvoorbeeld de status van de batterij. De FineTuner Echo kan ook worden gebruikt om de microfoons van uw audioprocessor te testen, zodat u snel kunt controleren of uw apparaat correct werkt.



Gemaakt voor vermogen

De krachtige batterijen van de SONNET 2 leveren tot 4 dagen vermogen. Normale zink-lucht batterijen kunnen tot 60 uur worden gebruikt voordat ze vervangen moeten worden.

Als alternatief zijn de oplaadbare accu's een handige en milieuvriendelijke manier om uw SONNET 2 de hele dag te gebruiken. Kies tussen tot 17 uur vermogen met de Max oplaadbare batterij, 10 uur met de standaardbatterij, of 7 uur met de kleine maar krachtige microbatterij.



Gemaakt voor Water

Met de SONNET 2 houdt regen u niet meer tegen! Het waterbestendige ontwerp van de SONNET 2 beschermt dagelijks tegen spatten, vuil en vocht. Of u nu aan het zweten bent tijdens een training of in een onverwachte storm terecht komt, de SONNET 2 gaat met u mee.

En als u gaat zwemmen, duiken of iets anders in het water doet, dan is WaterWear het accessoire voor u. Simpelweg het waterdichte hoesje over uw processor plaatsen en u kunt genieten van urenlang horen in het zwembad of op het strand.



Gemaakt voor Stijl

Geef uw SONNET 2 de stijl die bij uw look past. Met meer dan 190.000 kleurencombinaties om uit te kiezen, kunt u uw SONNET 2 echt een unieke make-over geven! Van subtiele designcovers met haarmotief tot kleurrijke kinderontwerpen, de SONNET 2 kan zowel opvallend als onopvallend gedragen worden.





Gemaakt voor Kinderen

Laat de SONNET 2 groeien met uw kind. Met behulp van draagopties zoals BabyWear en ActiveWear, kunt u de processor van uw kind of een deel ervan aan hun kleding bevestigen, wat het lichter maakt voor hun oren. En het is niet alleen de comfortfactor, de SONNET 2 is ook zo ontworpen dat het niet door kleine kinderen uit elkaar gehaald of ingeslikt kan worden.



SONNET 2 en compatibiliteit

SONNET 2 en Cochleaire Implantaten

De SONNET 2 kan worden gebruikt met alle MED-EL meerkanaals cochleaire implantaten van de laatste 25 jaar.

SONNET 2 en Hoortoestellen

Gebruikt u een cochleair implantaat aan de ene kant en een hoortoestel aan de andere kant? Geen probleem! De SONNET 2 kan worden gebruikt met hoortoestellen van elk merk, dus u bent vrij om het hoortoestel te kiezen dat u het liefste draagt.



SONNET 2 en SONNET Accessoires

Als u een SONNET gebruiker bent, heeft u waarschijnlijk al behoorlijk wat accessoires verzameld, zoals draagopties, hoesjes of accu's. Al deze onderdelen en accessoires zijn ook compatibel met de SONNET 2, zodat u ze kunt blijven gebruiken zoals u gewend bent.



Neem contact op

Wilt u de SONNET 2 zelf uitproberen? Neem dan gerust contact met ons op! We kijken ernaar uit u meer te laten zien over wat de SONNET 2 te bieden heeft.



27487 r2.0

MED-EL Medical Electronics
Fürstenweg 77a | 6020 Innsbruck, Oostenrijk
office@medel.com

medel.com

